

HPLC-UVD내부점검표

기기번호																																			
■ 내부 점검방법 고성능 액체크로마토그래피(HPLC-UVD)는 연 1회/2년 Etofenprox를 이용하여 내부점검을 실시한다. 내부점검 운영방법 <table border="1"> <tr> <td>항목</td> <td colspan="5">기준 및 방법</td> </tr> <tr> <td>직선성 (Linearity Test)</td> <td colspan="5">• Test 기준 ($R^2 \geq 0.99$)</td> </tr> <tr> <td>검출한계 (LOD)</td> <td colspan="5">• 검량선(1, 2, 5, 10 및 15 mg/L) 연속 3회 측정한 값이 0.07 mg/L ($\pm 20\%$)</td> </tr> <tr> <td>정밀성 (Precision)</td> <td colspan="5"> • 5 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ CV(분산계수) 이내 $\text{※ CV (\%)} = (\text{측정농도 표준편차} / \text{측정농도 평균}) \times 100$ </td> </tr> <tr> <td>정확성 (Accuracy)</td> <td colspan="5"> • 5 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ RE(상대오차) 이내 $\text{※ RE (\%)} = [(\text{측정농도} - \text{설정농도}) / \text{설정농도}] \times 100$ </td> </tr> </table>						항목	기준 및 방법					직선성 (Linearity Test)	• Test 기준 ($R^2 \geq 0.99$)					검출한계 (LOD)	• 검량선(1, 2, 5, 10 및 15 mg/L) 연속 3회 측정한 값이 0.07 mg/L ($\pm 20\%$)					정밀성 (Precision)	• 5 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ CV(분산계수) 이내 $\text{※ CV (\%)} = (\text{측정농도 표준편차} / \text{측정농도 평균}) \times 100$					정확성 (Accuracy)	• 5 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ RE(상대오차) 이내 $\text{※ RE (\%)} = [(\text{측정농도} - \text{설정농도}) / \text{설정농도}] \times 100$				
항목	기준 및 방법																																		
직선성 (Linearity Test)	• Test 기준 ($R^2 \geq 0.99$)																																		
검출한계 (LOD)	• 검량선(1, 2, 5, 10 및 15 mg/L) 연속 3회 측정한 값이 0.07 mg/L ($\pm 20\%$)																																		
정밀성 (Precision)	• 5 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ CV(분산계수) 이내 $\text{※ CV (\%)} = (\text{측정농도 표준편차} / \text{측정농도 평균}) \times 100$																																		
정확성 (Accuracy)	• 5 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ RE(상대오차) 이내 $\text{※ RE (\%)} = [(\text{측정농도} - \text{설정농도}) / \text{설정농도}] \times 100$																																		
■ 기록 및 판정 <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td>년</td> <td>월</td> <td>일</td> <td>점검자</td> <td>(서명)</td> </tr> <tr> <td>내부점검물질</td> <td>직선성 (Linearity Test)</td> <td>검출한계 (LOD)</td> <td>정밀성 (Precision)</td> <td>정확성 (Accuracy)</td> <td colspan="2">판정 (적합여부)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> ■ 내부점검 결과 Raw Data(별도 첨부)								년	월	일	점검자	(서명)	내부점검물질	직선성 (Linearity Test)	검출한계 (LOD)	정밀성 (Precision)	정확성 (Accuracy)	판정 (적합여부)																	
		년	월	일	점검자	(서명)																													
내부점검물질	직선성 (Linearity Test)	검출한계 (LOD)	정밀성 (Precision)	정확성 (Accuracy)	판정 (적합여부)																														