

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	초음파 분산기		
SOP No.	IAI/EQM/012	Total page	5
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리방법	5
6. 점검	5
7. 첨부문서	5

1. 목적

시험 및 분석에 시험물질의 용해 및 용매 탈기를 위해 초음파 분산기의 올바른 기기사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
초음파 분산기	Sonic 420	화신	시험물질 조제/보관실

3. 구성 및 제원

3.1. 본체 : 초음파 분산기

3.2. Bath Capacity : 20.7 Liter

3.3. Bath size : 500 x 300 x 150mm

3.4. Overall size : 720 x 450 x 280mm

3.5. 진동수(Frequency) : 40kHz

3.6. 중량 : 14 kg



4. 작동 방법

- (1) 전원버튼을 눌러서 전원을 켜다.
- (2) Mode 버튼을 눌러 SONIC VOL에 점등을 시킨 후 ↑, ↓ 버튼을 눌러 세기를 조정한다.
- (3) Mode 버튼을 눌러 SONIC TEMP에 점등 시킨 후 ↑, ↓ 버튼을 눌러 온도를 조정한다.
- (4) Basket 또는 구멍이 뚫린 Tray에 분산시킬 용액이 담긴 초자류를 넣고 초자류가 잠기도록 물을 넣는다.
- (5) START/STOP 버튼을 눌러 작동시킨다.
- (6) 작동이 끝나면 천천히 분산기에서 꺼낸다.

5. 관리방법

- (1) 사용 후 전원버튼을 눌러서 전원을 끄고 덮개를 덮어둔다.
- (2) 물때 등 이물질이 낀 경우는 물을버리고 세척한 후 70%알콜로 소독한다.

6. 점검

없음.

7. 첨부문서

없음.