

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	냉동냉장고		
SOP No.	IAI/EQM/017	Total page	5
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	■ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	■ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	■ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	하대망	- '5.' 관리의 편의성을 위한 수정
02	2025.05.23.	개정	하대망	- '6.' 물질관리(IAI-GMS-018)에 따라서 판정기준을 변경 - 첨부문서(F01) 변경된 판정기준 반영

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
5. 관리방법	5
6. 점검	5
7. 첨부문서	5

1. 목적

시험물질, 각종 배양액, 시약, 표준용액 및 어류 먹이 보관 등 실험에 사용되는 각종 물질들을 적절한 온도에서 보관하여 신뢰성 있는 데이터를 얻고자 한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
냉동·냉장고	CWSM-1242RF	그랜드우성
냉동·냉장고	RT46H5000SL	삼성
냉동·냉장고	WWRB181EEMWSO	위니아
냉동고	BD-100K	아이엠

3. 구성 및 제원

모델명	CWSM-1242RF	RT46H5000SL	WWRB181EEMWSO	BD-100K
크기	W1260 x D800 x H1900	W726 x D700 x H1,825	W500 x D580 x H1400	W582 x D535 x H813
냉장실 용적(L)	560	347	136	-
냉동실 용적(L)	560	112	46	100
냉장실 온도범위	-3 °C ~ 10 °C			-
냉동실 온도범위	-24 °C ~ -3 °C			- 25 °C ~ - 10 °C
전원	AC 220V / 60Hz			

4. 작동 방법

4.1. CWSM-1242RF

4.1.1. 온도 설정 방법

- (1) ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 냉동고 및 냉장고의 원하는 온도를 설정한다.
- (2) 원하는 온도로 설정 후 손을 떼면 설정온도까지 작동한다.

4.2. RT46H5000SL

4.2.1. 온도 설정 방법

- (1) 온도 설정 다이얼을 돌려 냉동고 및 냉장고의 원하는 온도를 설정한다.

4.3. WWRB181EEMWSO, BD-100K

4.3.1. 온도 설정 방법

- (1) 기능선택 버튼과 온도조절 버튼을 이용하여 온도를 설정한다.

5. 관리방법

5.1. 냉장고

- (1) 성애가 5mm 이상 끼었을 때 제상버튼을 눌러 제거한다.
- (2) 가능한 경우 물리적으로 떼어낸다.
- (3) 부드러운 헝겊이나 휴지에 약간의 물 또는 알코올을 적셔 내부를 닦아준다.
- (4) 물기가 있는경우 닦아낸다.

5.2. 냉동고

- (1) 성애가 끼었을 경우 떼어내고 어려운 경우 전원을 끈다.
- (2) 성애 제거 후 물기를 닦아내고 전원을 켜다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	냉장온도	0 °C ~ 10 °C	1회/일	기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)
	냉동온도	-18 °C 이하		
정기점검	냉장온도	0 °C ~ 10 °C	1회/년	냉동냉장고내부점검표(IAI/EQM/017-F01) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)
	냉동온도	-18 °C 이하		

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 온도(기록)계를 통해 냉장실 및 냉동실의 온도가 '6.1.'의 **판정기준** 이내인지 확인한다.

6.2.2. 정기점검

- (1) 온도기록계의 24시간 동안의 온도변화를 확인하고 **판정기준을 벗어나는 온도가** 1시간 이상 발생한 경우는 '보정치($\pm$ °C) 반영'으로 기록하고 냉장고의 설정값에 보정치를 반영한다. 온도그래프의 출력물은 '냉동냉장고내부점검표(IAI/EQM/017-F01)'와 함께 보관한다.

7. 첨부문서

- (1) 냉동냉장고내부점검표(IAI/EQM/017-F01-01)