

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	드라이 오븐		
SOP No.	IAI/EQM/026	Total page	6
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리방법	6
6. 점검	6
7. 첨부문서	6

1. 목적

드라이 오븐(Dry Oven)의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
드라이 오븐	HS-503SF (대형)	Hanbaek	전처리 및 준비실
드라이 오븐	LDO-150F (중형)	대한과학	전처리 및 준비실

3. 구성 및 제원

3.1. HS-503SF (대형)

3.1.1. 외관



3.1.2. 제원

- 3.1.2.1. Dimension(IN) : 1000 x 600 x 1000(H)mm
- 3.1.2.2. Dimension(OUT) : 1180 x 810 x 1540(H)mm
- 3.1.2.3. Capacity : 600 Liter
- 3.1.2.4. Fan Motor : 1/8 HP x 2EA
- 3.1.2.5. Type : Forced Convection
- 3.1.2.6. Temp. controller : Digital P.I.D Controller
- 3.1.2.7. Temp. Range : 40 °C to 250 °C
- 3.1.2.8. Temp. Accuracy : ± 1 °C at 100 °C
- 3.1.2.9. Timer : Digital Timer 99 hour 59 min, or Infinity
- 3.1.2.10. Material (IN) : Stainless Steel
- 3.1.2.11. Material (OUT) : SCP-1 with Powder Coating
- 3.1.2.12. Shelves : Stainless Steel-Punching Plate 6EA
- 3.1.2.13. Power(AC 220V, 60Hz) : 3kW

3.2. LDO-150F (중형)

3.2.1. 외관



3.2.2. 제원

3.2.2.1. Dimension(IN) : 500 x 500 x 600 mm

3.2.2.2. Dimension(OUT) : 650 x 750 x 950 mm

3.2.2.3. Capacity : 150 Liter

3.2.2.4. Heater :2 kW

3.2.2.5. Temperature Range :L Ambient +5 °C to 250 °C

3.2.2.6. Temperature set Accuracy : ± 1 °C

3.2.2.7. Temperature Uniformity : ± 1.0 °C at 120 °C

3.2.2.8. Display : LED 4 Digit Display

3.2.2.9. Controller : PID Multi-Function Controller

3.2.2.10. Timer : 99min 59sec / 99hr 59min / 99day 23hours / continuous Selectable

3.2.2.11. Material (IN) : Stainless Steel

3.2.2.12. Material (OUT) : Epoxy powder coated steel

3.2.2.13. Shelves : Adjustable 2 or 3 shelves

3.2.2.14. Power supply : AC 220V, 60Hz

4. 작동 방법

4.1. HS-503SF (대형)

4.1.1. 전원 On/Off : 장비 측면의 스위치를 통해 전원을 켜고 끌 수 있다.

4.1.2. Mode 변경 : Mode 버튼을 눌러 변경한다.

현재 온도 표시 → TEMP → 온도 설정 → TIMER → 타이머 시간 설정순서로 변경된다.

4.1.3. 일반적으로 장비는 상시 켜놓도록 하며, 일정 시간 가동 후 꺼야 되는 경우, Mode 버튼을 눌러 타이머를 사용, 시간을 설정한다.

4.2. LDO-150F (중형)

4.2.1. 전원 On/Off : 장비 전면의 초록색 전원 스위치를 사용하여 전원을 켜고 끌 수 있다.

4.2.2. Mode 변경 : Mode 버튼을 눌러 변경한다.

현재 온도 표시 → TEMP → 온도 설정 → TIMER → 타이머 시간 설정 순서로 변경된다.

4.2.3. 일반적으로 장비는 상시 켜놓도록 하며, 일정 시간 가동 후 꺼야하는 경우, Mode 버튼을 눌러 타이머를 사용하며, 시간을 설정한다.

5. 관리방법

5.1 내부 및 외부에 오염이 발생하였을 때에는, 교차 오염 방지를 위해 즉시 청소를 실시하도록 한다.

5.2. 장비의 도어를 닫을 때는 힘을 주어 밀어야 하며, 도어의 개폐여부를 상시 확인한다.

6. 점검

없음

7. 첨부문서

없음