

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	볼텍스		
SOP No.	IAI/EQM/036	Total page	5
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리방법	5
6. 점검	5
7. 첨부문서	5

1. 목적

볼텍스의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
볼텍스	VM-10	(주)엘케이랩코리아	시험물질 조제 및 보관실

3. 구성 및 제원

3.1. 외관



3.2. 제원

- (1) Motion : Orbital
- (2) Speed range : 0 ~3,300 rpm
- (3) Material : Powder Coated Aluminum
- (4) Operating Mode : Touch or Continuous
- (5) Motor : Brushless Shade motor
- (6) Max. Load : 500g
- (7) Environmental Conditions : Temp. 5 ~ 40 °C, Humidity < 80 %
- (8) Electric Supply : Power : 1 Phase, 220Vac, 50 or 60Hz
- (9) Electric Supply : Consumption : 30W

4. 작동 방법

4.1. 사용 방법

- (1) 전원 스위치: 좌측의 스위치를 위로 올리면 "ON", 중간에 두면 "OFF", 아래로 내리면 "Auto"모드가 된다.
- (2) 전원 스위치를 "OFF"에 둔 후 전원코드를 콘센트에 연결한다.
- (3) "ON"모드는 상시 작동하며, "Auto"모드는 시료를 고무판에 대고 압력을 가하면 작동한다.
- (4) 진동속도 조절 : 우측의 다이얼을 오른쪽으로 돌리면 빨라지고 왼쪽으로 돌리면 느려진다.
- (5) 사용 후 혼합대상을 제거하고 power S/W를 "OFF"로 위치시킨다.

5. 관리방법

5.1. 오염이 발생할 경우 교차오염을 방지하기 위하여 알코올을 이용하여 닦아낸다.

6. 점검

없음.

7. 첨부문서

없음.