

TOC측정계내부점검표

관리번호		점검일	
점검항목	점검기준		판정
(1) TOC 측정	가장 최근 외부기관에서 발행한 수질 성적서의 TOC 값과 기기를 이용한 값의 오차가 20% 이내인가?		
(2) Reactor 점검	전원 콘센트는 잘 연결되어 있는가?		
	온도 프로그램은 정상적으로 작동하는가? (프로그래밍 되어진 시간 뒤 온도가 내려가는지 확인)		

년 월 일

점검자 : (서명)