

Standard Operating Procedures

(분류코드 : GMS)

Title	컴퓨터 시스템에 대한 검증		
SOP No.	IAI/GMS/011	Total page	4
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 범용 프로그램의 종류	4
4. 컴퓨터 시스템의 검증	4
5. 첨부문서	4

1. 목적

시험생물 사육환경 유지 및 관리 등 시험과 관련된 컴퓨터 시스템의 적합성을 확인한다.

2. 적용 범위

시험과 관련된 컴퓨터 시스템에 적용한다. 단, 보편적으로 사용되는 프로그램(이하, 범용 프로그램)에 대한 검증은 실시하지 않는다.

3. 범용 프로그램의 종류

3.1. 환경모니터링 관련

각 제조사의 환경측정 로그(Log) 기록 프로그램 또는 웹사이트

3.2. 시험기초자료 처리 관련 컴퓨터 시스템

- (1) Microsoft 사의 'Office' 프로그램 (Excel, Word 등)
- (2) 한글과컴퓨터 사의 '한글' 프로그램
- (3) IBM 사의 'SPSS' 프로그램
- (4) EPA(Environmental Protection Agency, 미국환경보호청) 승인 통계프로그램

4. 컴퓨터 시스템의 검증

4.1. 분석기기 관련 컴퓨터 시스템

(1) 신규 분석기기 도입 시 컴퓨터 시스템 검증

분석기기를 신규 구입하여 설치하는 경우 분석기기의 설치가 완료된 후 해당 업체에게 설치 적격성평가 (IQ, Installation Qualification) 자료를 확인하고, 적격성을 확인함으로써 컴퓨터 시스템의 유효성을 검증한다.

(2) 컴퓨터 시스템의 정기 검증

분석기기 관련 SOP(IAI/EQM/028 ~ 032)에 따라 운전 적격성평가 (OQ, Operational Qualification)을 실시하고, 적격성을 확인함으로써 컴퓨터 시스템의 유효성을 검증한다.

(3) 해당 기기의 검증기록은 기기관리책임자가 보관하고 사본은 기기관리파일에 보관한다.

5. 첨부문서

없음.