

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TIA)

Title	기기분석실 관리		
SOP No.	IAI/TIA/005	Total page	4
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	☐ 어류 실험실	13	☐ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	☐ 어류 사육실	14	☐ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	☐ 조류 실험실	15	☐ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	☐ 조류 배양실	16	☐ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	☐ 물벼룩 사육실	17	☐ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	☐ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.11.28.	제정	이인목	효율적인 기기분석실 관리를 위한 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 기기분석실 관리	4
4. 첨부문서	4

1. 목적

GLP 시험이 수행되는 기기분석실의 유지 및 관리 방법 등을 규정하여 운영하기 위함이다.

2. 적용 범위

기기분석실-1, 기기분석실-2에 대하여 적용한다.

3. 기기분석실 관리

- (1) 기기분석실은 온도 5 ~ 30 °C, 습도 75 % 이하를 유지하도록 한다.
- (2) 기기분석실에 온습도기록계를 비치하여 온도와 습도를 매일 점검하고 '기기분석실 환경기록서(IAI/TIA/005-F01)'에 기록한다.
- (3) 기기분석실의 청소는 '시험실의 청소 및 기구세척(IAI/GMS/017)'에 따라 실시한다.
- (4) 문제가 발생했을 경우 운영책임자에게 보고하여 조치한다.

4. 첨부문서

- (1) 기기분석실 환경기록서(IAI/TIA/005-F01-00)