

# 분배계수 시험기록서

|      |                                                                                                                |     |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 시험번호 |                                                                                                                | 시험일 |  |
| 시험구분 | <input type="checkbox"/> 예비시험 <input type="checkbox"/> 본시험 <input type="checkbox"/> 기타(                      ) |     |  |

## ■ 실험 조건

|        |                                                                      |                                                      |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 배양기 온도 | °C (Min.                      °C   ~   Max.                      °C) |                                                      |  |
| 로테이터   | <input type="checkbox"/> 20 rpm/min for 5 min                        | <input type="checkbox"/> 기타 (                      ) |  |
| 원심분리기  | <input type="checkbox"/> 3000 rpm/min for 20 min                     | <input type="checkbox"/> 기타 (                      ) |  |

## ■ 장비 및 장소

|      |                                                                                        |       |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 실험장소 | <input type="checkbox"/> 전처리 및 준비실 <input type="checkbox"/> 기타(                      ) |       |  |
| 배양기  |                                                                                        | 온도기록계 |  |
| 로테이터 |                                                                                        | 원심분리기 |  |
| 분석기기 |                                                                                        |       |  |

## ■ 처리

| 구분<br>(n-Octanol : Water) | 반복구 | 수포화 n-octanol (mL) | 시료용액 (mL) | n-Octanol 포화수 (mL) |
|---------------------------|-----|--------------------|-----------|--------------------|
| :                         |     |                    |           |                    |
| :                         |     |                    |           |                    |
| :                         |     |                    |           |                    |

## ■ 분석시료 전처리 방법

|             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 물층          | <input type="checkbox"/> 로 배 희석<br><input type="checkbox"/> 로 2배 희석 후, 추가 희석은                      로 하였음 |
| n-Octanol 층 | <input type="checkbox"/> 로 배 희석<br><input type="checkbox"/> 로 2배 희석 후, 추가 희석은                      로 하였음 |

## ■ 용매

|  |                                                      |                                                                            |
|--|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Lot No. :<br><input type="checkbox"/> Batch No. : |
|  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Lot No. :<br><input type="checkbox"/> Batch No. : |

## ■ 비고

|  |
|--|
|  |
|--|

작성자 \_\_\_\_\_ (서명)

확인자 \_\_\_\_\_ (서명)